

Q&A詳細内容



管理番号:NEXT03169 その他-NEXT CarePalette

Q CarePalette (タブレット端末) でバイタルや排泄の異常や警告のマークが表示される理由を確認したい。

A 以下の表よりご確認ください。

項目名	内容
申込・指示	最終受信日時時点で、かつ終了していない申し送りや指示登録がある利用者数が表示されます。
バイタル異常	最終受信日時時点で、[バイタル] 画面で登録した数値が、設定している上限値・下限値を超えている利用者数が表示されます。 上限値・下限値の設定は、Q&A「バイタル異常を確認したい。」を参照してください。
排泄異常	最終受信日時時点で、[排泄] 画面で登録した内容が排泄異常に該当する利用者数が表示されます。 排泄異常の設定は、Q&A「排泄異常の警告設定をしたい。」を参照してください。
未排便	最終受信日時時点で、設定している排泄の警告日数（未排便日数）を超えている利用者数が表示されます。 警告日数の設定は、Q&A「未排便の警告設定をしたい。」を参照してください。
症状異常	最終受信日時時点で、[症状] 画面で登録した内容が症状異常に該当する利用者数が表示されます。 症状異常の設定は、Q&A「咳や発熱などの症状を登録したい。」を参照してください。
アレルギー	最終受信日時時点で有効な[既往歴] にアレルギーの情報が登録されている利用者数が表示されます。 アレルギー情報の登録方法は、Q&A「既往歴の登録方法を確認したい。」を参照してください。
感染症	最終受信日時時点で有効な[既往歴] に感染症の情報が登録されている利用者数が表示されます。 感染症情報の登録方法は、Q&A「既往歴の登録方法を確認したい。」を参照してください。
褥瘡あり	最終受信日時時点で有効な[褥瘡履歴] がある利用者数が表示されます。 褥瘡履歴は、Q&A「褥瘡の有無を登録したい。」を参照してください。
ターミナルケア	最終受信日時時点でターミナルケア開始日以降になっている利用者数が表示されます。 ターミナルケア開始日の登録方法は、「 ターミナルケア開始日の登録について 」をクリックしてください。 ※入所、短期入所事業所が適用されている場合に表示されます。
未入浴	最終受信日時時点で、設定している入浴の警告日数（未入浴日数）を超えている利用者数が表示されます。 警告日数の設定は、Q&A「未入浴の警告設定をしたい。」を参照してください。 ※入所、短期入所事業所が適用されている場合に表示されます。

少量排便

最終送受信日時時点で、[排便]画面で登録した内容が、便量が少量で登録されている利用者数が表示されます。

少量排便の設定は、Q&A「少量排便の警告設定をしたい。」を参照してください。

参考

表示される項目や条件について

ほのぼのNEXT側の警告設定を参照して、CarePalette（タブレット端末）で最後に送受信を行った日時時点の異常や警告情報を表示します。そのため、日付を変更しても、過去の異常・警告情報は表示できません。

また、新たにCarePalette（タブレット端末）で登録した記録は、送受信を行わないと異常・警告情報に反映できません。

「最終送受信日時」とはCarePaletteアプリの右下に表示されている（送受信日時）を指し示しています。

表示項目は警告表示設定によって異なります。表示する項目を変更したい場合、以下の手順で変更してください。

1. [メニュー] ①をタップし、[各種設定] ②をタップします。

11:32 12月22日(水)

ケアバシ 管理者 ケア記録メニュー

特養短期ほのぼの (未選択)

R 3/12/22 記録 最新記録 (1) (0)

部屋	102	多床室1	ユニット個室	ユニット準個	ユニッ
利用者	加イセイ 葛西 政治	短期 3号	短期 ユニット 個室 外泊	短期 ユニット 準	短期
警告	排便 入浴				
11:30					
12:00					
12:30					
13:00					
13:30					
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00					
16:30					
17:00					
17:30					
18:00					

メニュー

- 絞り込み
- 利用者選択
- 同期
- 送受信 (全て) ○
- 送受信 (記録のみ) ●
- 追加受信
- 設定
 - 並び順設定
 - 各種設定
- ヘルプ
 - 基本・共通的な操作
 - この画面の操作
 - 送受信について *new*
- ログアウト

新規登録 確認 統計 (送受信日時) 2021/12/22 11:31:56

2. 変更したい警告の内容①をタップし、表示させたい警告の項目②を選択します。

警告は最大6つまで設定できます。設定一括管理を有効にしていない場合、端末、ログイン職員、適用している事業所単位で保持します。

2 利用者①を選択し、[ターミナルケア開始日]②を入力します。

The screenshot shows the 'ほのぼのNEXT' software interface. The main window title is 'ほのぼのNEXT Ver.3.01.0074'. The menu bar includes '表示(M)', '切替(C)', '編集(E)', '設定(O)', 'ツール(T)', and 'ヘルプ(H)'. The toolbar contains various icons for navigation and data management. The main content area is divided into several sections:

- Header:** '実施記録' (Implementation Record) and 'ほのぼの' (Hono-bono).
- User Selection:** A list of users is shown on the left. The user 'ほのぼの 美幸' (Hono-bono Misaki) is selected and highlighted with a red box and a circled '1'.
- Terminal Care Start Date:** The 'ターミナルケア開始日' (Terminal Care Start Date) is set to 'R 3/ 8/30' and is highlighted with a red box and a circled '2'.
- Observation and Care Settings:** A section for '観察' (Observation) with checkboxes for 'バイタル' (Vitals), '水分' (Fluids), '身体計測' (Body Measurement), '服薬' (Medication), '処置' (Treatment), '入浴' (Bathing), 'レク' (Recreation), '排泄' (Excretion), 'リハビリ' (Rehabilitation), '行動' (Activity), '食事' (Diet), and '口腔' (Oral Care).
- Physical Data Table:** A table showing various physical data points and their limits.

設定取込	体温	血圧(高)	血圧(低)	脈拍	呼吸	SPO2	血糖値
上限値	37	130	90	80	30	98	110
下限値	35	100	60	60	20	95	80

	体重	体脂肪	BMI	上腕囲	上腕三頭筋部厚さ	筋面積	排泄(便)	入浴
上限値	100	25	25	28.4	19.59	57.14	3日以上警告	3日以上警告
下限値	35	15	18.5	23.12	11.09	42.52		

体圧 mmHg以上警告

※「排泄(便)」及び「入浴」は入所、短期のみ有効です。
 ※ 31日以上の日数を登録した場合でも 30日以上で警告を表示をします。